



CRYOLIPOLYSE **PAR PLAQUES**



La technologie
dernière
génération 3D

TROIS ACTIONS, 4 À 8 PLAQUES EN SIMULTANÉES

1 CRYOLIPOLYSE SANS VACUUM

La Cryolipolyse plaques est un procédé minceur anti-cellulitique, drainant. Totalement révolutionnaire, indolore et sans chirurgie, il est une véritable alternative à la liposuction. Cette technique d'amincissement permet le traitement des amas graisseux localisés. Les cellules adipeuses s'autodétruisent sous l'influence du froid et s'éliminent par les voies naturelles : apoptose.




* Amincissement jusqu'à 6,8 cm

* Réduction des amas graisseux de 40% à 60% par séance

2 ÉLECTROPORATION


Le système d'électroporation offre une bio-stimulation par impulsions électriques en imitant le processus bio-électrique du corps pour provoquer des contractions musculaires. Il permet d'augmenter la

circulation veineuse et lymphatique et améliore le métabolisme. Simultanément, il permet d'ouvrir les pores de la peau pour une diffusion du froid en profondeur.



Onde L

Stimule la vitesse de circulation des fluides organiques et accélère la régénération des cellules.



Onde M

Stimule les contractions musculaires et raffermi la peau.



Onde Z

Améliore le drainage lymphatique et régénère les fibres musculaires engorgées.

3 CAVITATION

Émission d'ultrasons de basses fréquences qui vont générer des bulles

d'air microscopiques à l'intérieur des cellules graisseuses.

* Actions :

Anti cellulite, stimule le drainage lymphatique, raffermi la peau.

* Traitement par zones :

1 à 8 zones par séance.

* Zones de traitement recommandées :

Abdomen, « poignées d'amour », intérieur/extérieur des cuisses, intérieur/extérieur des genoux, bras, pectoraux (gynécomastie), bourrelets du dos et bas des fesses.

* Niveau d'aspiration :

Aucun.

* Temps de traitement :

35-50 minutes par séance.

* Température de traitement :

+45°C à -10°C.


* Traitement :

Espacement entre deux séances de trois à six semaines (sur une même zone).



Caractéristiques techniques

- Température -10° C à +45° C
- Pression vacuum : 0-100 Kpa
- Puissance : 2000 watts
- Taille écran : 16 pouces
- Tension : A 220 V/50 Hz
- 4 têtes de traitement



KRYOSPHERE
Le bien-être du futur

PGE
MÉDICAL
CONCEPTEUR ET DISTRIBUTEUR
DE DISPOSITIFS MÉDICAUX ET ESTHÉTIQUES

